

お客様各位

2013年10月吉日

エレクタ株式会社

クイックフィグゼーションスクリュー販売終了のご案内

拝啓

貴院ますますのご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、現在ご利用して頂いておりますレクセルコーディネートフレームGの必須部品であるクイックフィグゼーションスクリューですが、新たにラインナップされたチタンフィグゼーションスクリュー、リユーザブルフィグゼーションスクリュー、ディスクポザブルフィグゼーションスクリューの発売にともない販売を終了することになりましたので、下記の通りご案内申し上げます。

お客様には大変ご不便をお掛けいたしますが、今後ご注文頂く際には新しくラインナップされたフィグゼーションスクリューをご検討頂きたくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 販売終了製品

A0227-3	QUICK Fixation Screws Aluminium, KIT 20 pares
811084	QUICK Fixation Screws Aluminium, KIT 5 pares
13012550	QUICK Fixation Screws Aluminium, L=22,5 MM
13312560	QUICK Fixation Screws Aluminium, L=25 MM
13312570	QUICK Fixation Screws Aluminium, L=27,5 MM
13012580	QUICK Fixation Screws Aluminium, L=30 MM
13012590	QUICK Fixation Screws Aluminium, L=32,5 MM
13012600	QUICK Fixation Screws Aluminium, L=35 MM
13012610	QUICK Fixation Screws Aluminium, L=37,5 MM
13012620	QUICK Fixation Screws Aluminium, L=40 MM
13012630	QUICK Fixation Screws Aluminium, L=42,5 MM
13012640	QUICK Fixation Screws Aluminium, L=45 MM
13012650	QUICK Fixation Screws Aluminium, L=50 MM
13012660	QUICK Fixation Screws Aluminium, L=55 MM
13012670	QUICK Fixation Screws Aluminium, L=60 MM
13012680	QUICK Fixation Screws Aluminium, L=65 MM
13012690	QUICK Fixation Screws Aluminium, L=70 MM

エレクタ 株式会社

13012700	QUICK Fixation Screws Aluminium, L=75 MM
13012710	QUICK Fixation Screws Aluminium, L=80 MM
13012720	QUICK Fixation Screws Aluminium, L=90 MM
13012730	QUICK Fixation Screws Aluminium, L=110 MM

2. 販売終了日

2014年4月30日

3. 新たなラインナップ


チタンフィグゼーションスクリュー

チタンフィグゼーションスクリューは六角形のネジ穴機構を導入しました。これにより今までのクイックフィグゼーションスクリューより短いスクリューの使用が可能になりMRI撮影時のヘッドコイルへの干渉が低減されます。




リユーズابلフィグゼーションスクリュー

リユーズابلフィグゼーションスクリューは六角形のネジ穴機構を導入しました。また、アルミニウムによりハードコーティングされ低アーチファクト、非磁性が特徴です。再利用可能回数は200回または利用期限1年となります。



ディスプレイザブルフィグゼーションスクリュー

ディスプレイザブルフィグゼーションスクリューはアルミニウム製で、感染症など一回限りで利用される際に便利なフィグゼーションスクリューです。



4. 本件に関するお問い合わせ先

エレクタ株式会社 ニューロサイエンス事業部

TEL : 03-6722-3808 FAX : 03-6432-4231

E-Mail : Neuro-Japan@elekta.com

以上