

myLearning では動画で AQUA が紹介されています。 約 5 分

### AQUAv3 Overview

- AQUA 概要
- エレクタサーバー内の位置づけ
- AQUA サーバーの構成
- AQUA ワークステーション
- 具体的なワークフロー

AQUA は Linac QA の管理やスケジューリング、QA プロセスの簡略化が可能な包括的な品質管理のソフトウェアプラットフォームです。  
e ラーニングではエレクタの治療機やソフトウェアとの連携や QA プロセスについてアニメーションで説明されています。

【 接続の流れ\_例 】

